



Biocon



Biocon Anti A, B, AB, D Rho (IgM) Monoclonal Reagen Golongan Darah

Setiap reagen diproduksi dengan pengenceran yang optimal untuk siap 'ready to use' digunakan pada semua metode yang direkomendasikan dan dinyatakan pada tabel dibawah tanpa perlu pengenceran atau penambahan lebih lanjut.

Setiap lot Biocon Anti A, B, AB, D Rho (IgM) Monoklonal diuji dengan metode pengujian yang direkomendasikan serta dilakukan QC menggunakan sel darah merah dengan fenotipe yang diverifikasi.

Performa Produk

| Reagensia | Spesifitas | Aviditas (Kecepatan Reaksi) | Potensi (Titer) | Metode Pemeriksaan | | |
|-----------|------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------|
| | | | | Bioplate | Slide/Paperslide | Tube |
| Anti-A | 100% | 1-3 detik | >1024 | √ | √ | √ |
| Anti-B | 100% | 1-3 detik | >1024 | √ | √ | √ |
| Anti-A,B | 100% | 1-3 detik | >1024 | √ | √ | √ |
| Anti-D | 100% | 1-3 detik | >1024 | √ | √ | √ |

| Informasi Produk | Biocon Anti-A Monoclonal | Biocon Anti-B Monoclonal | Biocon Anti-A,B Monoclonal | Biocon Anti-D Rho (IgM) Monoclonal |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Ref. | MA 10 | MB 10 | MAB 10 | MD 10 |
| Kemasan | 10mL | 10mL | 10mL | 10mL |
| Warna | Biru | Kuning | Tidak Berwarna | Tidak Berwarna |
| Kadaluarsa | 24 Bulan | 24 Bulan | 24 Bulan | 24 Bulan |

Didistribusikan oleh :

PT. GERMARINDO BIOTEKNIKA

Jl. Ciledug Raya No. 232 Lt.3, Jakarta Selatan - DKI. Jakarta, Indonesia

germarindobioteknika@gmail.com

+6221 722 7169